

opto

Science in Sight



NEW
Flex
max

Adaptador para
Microscópio Cirúrgico
para uso com lente
grande angular de
não-contato

FLEXIBILIDADE MÁXIMA NAS CIRURGIAS DE RETINA E VÍTREO

NEW Flex max


MÁXIMA FLEXIBILIDADE

O New Flex Max conta com nova óptica e lente SR (Super Range) que proporciona uma visão grande angular quase da ora serrata com excelente qualidade. Em conjunto com o Reinversor é ideal para cirurgias de vítreo e retina.


Sua lente HM (High Magnification) é ideal para mácula. Proporciona grande magnificação e qualidade de imagem, além de profundidade de foco.

O New Flex Max proporciona grande conforto e liberdade ao cirurgião, e extrema rapidez nos procedimentos.


- Fácil manuseio, instalação e remoção do microscópio;
- Compatível com a grande maioria dos microscópios do mercado;
- Cirurgias sem necessidade de assistente;
- Totalmente esterelizável em autoclave.



Sistema rápido de basculamento



Sistema de proteção do olho



Giro de 360°



Acompanha maleta para transporte e anéis para diversos microscópios

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Reinversor de imagem



Filtros de segurança



Estojo para esterilização

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO
OPTO FLEXMAX SISTEMA DE VITRECTOMIA Registro ANVISA Nº 10309579006
Responsável Técnico: Engº Antonio Fontana CREA nº 0681836740

opto

Science in Sight

Unidade Industrial e Departamento Comercial
fone (16) 2106-7023 / e-mail: divmed@opto.com.br
whatsApp: (16) 99369-5864

Atendimento Técnico: (16) 2106-7004
whatsApp: (11) 98820-8410

Opto USA
fone (+1) (305) 981-2979
whatsApp: (+1) (305) 542-6559

35 ANOS

Estamos prontos para o futuro

www.opto.com.br