

opto

Science in Sight

Lâmpada de Fenda

Modelo **SLM 500H**

Tipos *H3 E H5*



EXCELENTE QUALIDADE DE IMAGEM, DEFINIÇÃO E BRILHO

EXCELENTE QUALIDADE DE
IMAGEM, DEFINIÇÃO E BRILHO

Lâmpada de Fenda

Modelo **SLM 500H**

Tipos *H3 E H5*



Proporciona conforto para o
operador durante longos exames

- 4 filtros embutidos
- Caneta para fixação do olho do paciente
- Comprimento de fenda variável de 0 a 9 mm continuamente
- Ideal para exames diários e para trabalhos com lente de contato
- Lâmpada halógena que oferece ótima fidelidade de imagem além de longa vida útil



Aumentos:

H3 - 10x, 16x e 25.6x

H5 - 6x, 10x, 16x, 25x e 40x



Exclusivo sistema de imagem




EXCELENTE QUALIDADE DE IMAGEM, DEFINIÇÃO E BRILHO

opto

Science in Sight

- Sistema de inclinação horizontal e travamento da base



- Dispositivo de abertura e fechamento da fenda



- Joystick com controle de movimentos X, Y e Z integrados



- Controle Liga/Desliga e de Iluminação



Adaptador para
Lâmpada de Fenda
compatível com os
Lasers de Diodo
Opto

FastPulse Laser
810 nm



Hyalus Green Laser
532 nm



Fixo
Tonometer HS Type R

Tonômetros de Aplanção de Goldman

- Preciso
- Compacto
- Fácil de instalar e usar
- Inclui 3 prismas duplos
- Inclui pesos para calibração
- Compatível com a grande maioria de lâmpadas de fenda do mercado



Especificações Técnicas

Configuração	Fixo e Móvel
Modelos	7.354 mm ²
Área de depressão	3.06 mm ²
Faixa da medida	0 a 60 mmHg
Escala mínima	2 mmHg
Temperatura de operação	15° C a 30° C
Peso	230 gr
Peso com torre	602 gr
Altura	180 mm
Largura	50 mm
Comprimento	88 mm



Móvel
Tonometer HS Type T



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - LÂMPADA DE FENDA SLM 500H - TIPOS H3 e H5

Cabeça óptica

Microscópio Estereoscópico Convergente

Eyepiece (oculares) 12,5x

Magnificação total
H3 - 10x, 16x, 25.6x
H5 - 6x, 10x, 16x, 25.6x, 40x

Ajuste de dioptria -5 D a +3 D

Iluminação

Comprimento da fenda 0 mm a 9 mm continuamente ajustável

Altura da fenda 1 mm a 8 mm continuamente ajustável

Diâmetro de abertura Ø9, Ø8, Ø5, Ø3, Ø2, Ø0.2 (mm)

Ângulo da fenda 0° a 180°

Inclinação da fenda 5°, 10°, 15°, 20°

Filtros Absorção de calor, grey, redfree, azul cobalto

Lâmpada de iluminação 12 V 30 W halógena

Lâmpada de fixação Lâmpada Vermelha

Fonte de iluminação 110-220 V~ / 50-60 Hz

Mesa Elétrica

Altura máx. Equipamento 1615mm

Dimensões (AxCxL) 1095mm x 450mm x 500mm

Peso Total 35 kg

Capacidade 50 kg

Curso de Ajuste Vertical

Lâmpada de Fenda 35mm

Mesa 165mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.

27900010 Lâmpada de Fenda Opto - Rev. 02 20/08/2010 Ed. 01 26/02/2009

Responsável Técnico: Engº Antonio Fontana CREA/SP 0681836740

Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde

Registro ANVISA nº 10309579011

opto

Science in Sight

Unidade Industrial e Departamento Comercial
fone (16) 2106-7023 / e-mail: divmed@opto.com.br
whatsApp: (16) 99369-5864

Atendimento Técnico: (16) 2106-7004
whatsApp: (11) 98820-8410

Opto USA
fone (+1) (305) 981-2979
whatsApp: (+1) (305) 542-6559

38
ANOS

Estamos prontos para o futuro

www.opto.com.br